
## ELVeS® smart

## Протягиватель



Непрерывный и равномерный вывод световодов ELVeS® Radial во время процедуры эндовенозной лазерной абляции варикозных вен.

ELVeS® smart - отличное дополнение к световодам ELVeS® Radial и диодному лазерному устройству biolitec® с сигнальным режимом ELVeS®.



## ELVeS® smart

Cep. №	L-ELVesSmart-Set
Скорость вытягивания	0.5; 1.0; 1.5; 2.0 мм/сек
Световоды	ELVeS Radial®, ELVeS Radial 2ring® ELVeS Radial® slim, ELVeS Radial® 2ring slim
Источник питания	100 - 240 VAC, 50 - 60 Гц
Габариты (В × Ш × Г)	12 см × 16,5 см × 22 см
Bec	2,4 кг

